

규격서 BCM

측정방법 : 편측 손목과 손등 발목과 발등 전극부착식

주파수범위 : 1~1,000KHz 까지의 50개 주파수

측정부위: 전신

결과항목

세포외수분, 세포내수분, 총체수분, 근육조직량, 지방조직량, 체세포량, 과수분

FMT 프로그램을 이용 출력항목

-Body Composition Plot

-Overhydration Plot

-Hydration Reference Plot

-Nutrition Reference Plot

배터리: 리튬이온 배터리(5시간)

공급전력입력 : AC 100~240V, 50~60Hz adapter

출력: LC-Display; integrated SmartCard writer

입력장치: 터치스크린, 키패드

크기: 16.9 x 11.2 x 27.2mm (W x H x D)

중량 : 2kg

측정시간: 약 2분

사용범위: 온도 0~35°C, 습도 30~70%

의료기기 등급: 2a(IIa)



건강증진센터장 허은아 (인)